

## VACUETTE® TIPGUARD Sicherheitsröhrchenhalter

**Greiner Bio-One präsentiert den VACUETTE® TIPGUARD Sicherheitsröhrchenhalter mit automatischem Kanülenrückzug ins Kunststoffgehäuse.**

Komfort und Sicherheit kennzeichnen diese neueste Produktinnovation. Nach standardmäßig durchgeführter Blutentnahme erfolgt die Aktivierung in der Vene des Patienten. Durch Druck auf die beiden blauen Auslöseknöpfe am Oberteil des Halters wird die Kanüle mit Hilfe des Federmechanismus automatisch in den Halter gezogen. Die gebrauchte Kanüle ist danach für die weitere Entsorgung verletzungssicher im Inneren des Halters eingeschlossen.

Der **VACUETTE® TIPGUARD Sicherheitsröhrchenhalter** wurde speziell für die Verwendung bei Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko entwickelt. Um eine optimale Funktionsweise sicherzustellen, sollte der Halter ausschließlich mit **VACUETTE®** Mehrfachentnahmekanülen verwendet werden.

Die Vorteile:

- Praktisch durch unveränderte Entnahmetechnik
- Einfache Aktivierung des Sicherheitsmechanismus
- Automatischer Kanülenrückzug
- Kanüle verletzungssicher im Halter eingeschlossen

Art.No.	Bezeichnung	Verpackung	
		Innen	Außen
450240	<b>VACUETTE® TIPGUARD Sicherheitsröhrchenhalter</b>	60 Stk.	480 Stk.